



Filtro respiratorio Hydro-Guard™ Pro



Gestión de vías aéreas ▪ Filtros respiratorios

Filtro respiratorio Hydro-Guard™ Pro

El filtro Hydro-Guard Pro es un filtro respiratorio mecánico plisado de bajo volumen que proporciona una filtración HEPA de alta eficacia. La matriz filtrante mecánica de membrana plisada proporciona una protección bacteriana y vírica de alta eficacia $\geq 99,9999\%$ y el bajo volumen minimiza la posible re-inhalación, por lo que es ideal para su uso en la vía aérea del paciente

Tapón luer fijo

Para una monitorización segura de los gases respiratorios

Filtro mecánico con matriz filtrante plisada

Proporciona una alta eficacia de filtración HEPA

Opciones recta y angulada

Para satisfacer todas las necesidades clínicas

Código de colores

Facilita la identificación, garantizando que se utiliza el filtro o humidificador correcto para la aplicación clínica apropiada



Hydro-Guard Pro



Hydro-Guard Pro Angulado

Referencia	1745162	1745152
Uds./caja	40	40
Eficacia de filtración	99.9999%	99.9999%
Resistencia a 30L/min	1.8cm H ₂ O	1.8cm H ₂ O
Resistencia a 60L/min	3.8cm H ₂ O	3.8cm H ₂ O
Volumen compresible	23ml	25ml
Peso	23g	23g
Conectores	22M/15F-15M	22M/15F-15M
Mínimo volumen tidal	≥ 150 ml	≥ 150 ml

Consúltenos

IS12.29 ES • Issue 2 11.23



Intersurgical España S.L. C/ Plasencia 39, Pol. Ind. Las Nieves, 28935 - Móstoles, Madrid, España
Tel: +34 91 665 73 15 Fax: +34 91 685 50 99 mail@intersurgical-es.com www.intersurgical-es.com



El fabricante Intersurgical Ltd está certificado con ISO 9001:2015, ISO 13485:2016, ISO 14001:2015 y MDSAP

Piense antes de imprimir

Ahorre energía y papel.
Si tiene que imprimir esta ficha imprímala a doble cara.