



Valvola di sicurezza limitatrice di pressione

Per tubo di scarico nei circuiti per ventilazione (AGSS)



Anestesia ▪ Accessori per Circuiti Ventilazione

Valvola di sicurezza limitatrice di pressione per il tubo di scarico nei circuiti per ventilazione in anestesia (AGSS)

In considerazione dei potenziali rischi connessi ad una pressione eccessiva causata da una occlusione nel tubo di scarico AGSS, nel marzo 2010 l'Autorità Britannica MHRA (Medicines and Healthcare products Regulatory Agency) ha emesso un avviso (Medical Device Alert MDA/2010/021) con cui si richiede di includere una valvola di sicurezza limitatrice di pressione.

In seguito, la regolamentazione Europea ed Internazionale ha recepito questo avviso aggiornando lo standard EN ISO 80601-2-13 nella sezione 201.103.3.2.1 Stazioni di lavoro per Anestesia.

Nei circuiti di ventilazione in anestesia, ovunque ci sia una connessione da 30mm, si deve applicare una valvola limitatrice di pressione a salvaguardia dell'occlusione del tubo di scarico. Per esempio all'uscita dei gas di scarico della valvola APL o in qualunque linea di scarico dei gas negli assorbitori o nei ventilatori delle stazioni per anestesia.



Intersurgical ha prodotto un video che spiega dove e perchè si devono utilizzare queste valvole. Vai a www.intersurgical.com/products/anaesthesia-system-accessories

Informazioni per l'ordine

Codice	Descrizione	Q.tà per scatola
1972000	Valvola di sicurezza per gas di scarico 30F/30F con tubo Flextube da 30mm, 4.2m	5
1972001	Valvola di sicurezza per gas di scarico 30F/22M con tubo Flextube da 22mm, 4.2m	5

Lo standard ISO 80601-2-13 sezione 201.103.3.2.1 - stabilisce che "in condizioni di singolo guasto, la pressione all'ingresso del circuito di evacuazione dei gas anestetici non deve superare 20cmH₂O con un flusso di scarico di 75lpm".

ISS.27_IT • Issue 2 11.14



Intersurgical S.p.A. , Via T. Morandi, 12, 41037 Mirandola (MO), Italy
T: +39 0535 20836 F: +39 0535 418234 info@intersurgical.it www.intersurgical.it

UK • France • Germany • Spain • Portugal • Italy • Netherlands
Sweden • Lithuania • Russia • Czech Republic • South Africa
China • Japan • Taiwan • Philipines • USA • Australia

Intersurgical Ltd is certified to ISO 14001, ISO 9001 and ISO 13485

