



FiltaNeb™

Kit de mascarilla de adulto EcoLite™ no ventilada, con nebulizador Cirrus™2, filtro y línea de oxígeno.



Oxigenoterapia y Aerosolterapia ▪ Terapia de Nebulización

Con el fin de satisfacer los requisitos cambiantes del mercado sanitario mundial, Intersurgical ha desarrollado un nuevo producto que permite reducir drásticamente el porcentaje de partículas emitidas al medio ambiente durante las terapias con aerosoles. El producto incluye una mascarilla no ventilada basada en la mascarilla EcoLite de Intersurgical, con un filtro en la vía exhalatoria. El sellado facial de la mascarilla es de color verde para distinguir esta mascarilla no ventilada de las mascarillas de aerosoles estándar. Para garantizar el mejor ajuste posible, el kit de la mascarilla incluye una segunda gomilla adicional que se coloca sobre la cabeza.

durante la terapia de nebulización. Se reduce así el riesgo de exposición para los profesionales sanitarios.

El nebulizador Cirrus2 incorpora una serie de beneficios, entre los que se incluye una cubeta graduada para una sencilla visualización del volumen de fármaco que hay en el nebulizador. El vaso dispone de un sistema de apertura rápida que permite conectar y desconectar el nebulizador con sencillo un movimiento de giro. Esto acelera el proceso de llenado y proporciona un sellado más fiable entre el vaso y el cuerpo del nebulizador.

El sistema proporciona una reducción de más del 95% de las partículas emitidas al medio ambiente, ayudando a minimizar la diseminación de los gases exhalados potencialmente infectados y las emisiones de fármacos que se escapan

El nebulizador Cirrus2 está diseñado para suministrar fármacos para su depósito traqueobronquial.

Sistema de ajuste nasal integrado

Se adapta a diferentes formas de nariz, está diseñada para reducir el riesgo de que el medicamento aerosolizado llegue a los ojos del paciente

Filtro de exhalación

Reduce la emisión de partículas al medio ambiente durante la terapia de nebulización

Cubeta graduada

Facilita y agiliza la preparación

Bajo volumen residual

Optimiza el aprovechamiento del fármaco

Doble gomilla de sujeción

Asegura un perfecto sellado entre la mascarilla y la cara del paciente

Reborde facial siliconado

Incrementa la comodidad del paciente

Sellado facial de color verde

Permite distinguir la mascarilla no ventilada de las mascarillas de aerosol estándar

Colocación por encima o por debajo de la barbilla

Permite un mejor ajuste en un mayor rango de anatomías faciales

Sistema de apertura rápida

Sencilla conexión y desconexión



Referencia	Descripción	Longitud de la línea de oxígeno	Uds/caja
1453044	Kit de mascarilla de adulto EcoLite™ no ventilada, con nebulizador Cirrus™2, filtro y línea de oxígeno.	2.1m	15

Producto de bajo impacto ambiental

IS10.39 ES • Issue 4 11.23



Intersurgical España S.L.U. C/Plasencia 39, Pol. Ind. Las Nieves, 28935 Móstoles, Madrid, España
T: +34 91 665 73 15 mail@intersurgical-es.com www.intersurgical.es



El fabricante Intersurgical Ltd está certificado con ISO 14001:2015, ISO 9001:2015, ISO 13485:2016 y MDSAP

Por favor, piénselo antes de imprimir.
Ahorre energía y papel. Si tiene que imprimir esta ficha técnica, hágalo por las dos caras