

Air-Guard Geräteschutzfilter

Hydrophober Hochleistungsfilter zum Einsatz an Sauerstoff-Konzentratoren und Respirator-Equipment





Anwendungsbereich


Der Air-Guard Geräteschutzfilter ist ein hydrophober Hochleistungsfilter zum Schutz des Sauerstoff-Konzentrators oder des Beatmungsgeräts.

Der Intersurgical Air-Guard Filter zeichnet sich als Bakterien-und Virenfilter durch eine nachgewiesenen hohe Effizienz aus.

Testprotokolle des unabhängigen CAMR-Instituts über die Wirksamkeit als Bakterien-und Virenfilter erhalten Sie auf Anfrage.



Bestellinformation



Artikelnummer	1788000
Verpackungseinheit	50

Eigenschaften

Volumen	90ml
Gewicht	53g
Widerstand	1,73cm H ₂ O bei 60l/min
Effizienz Bakterien	99.99999%
Effizienz Viren	99.9999%
Standzeit	24 Std.