



## Cirrus™ 2

Gamma completa di nebulizzatori e kit con maschere



Ossigeno e Aerosol Terapia ▪ Nebulizzazione

## Nebulizzatori Cirrus™2 e kit con maschere

Il modello Cirrus2 comprende una serie di caratteristiche, tra cui un'ampolla per medicinali graduata che indica la quantità di farmaco rimasta nel nebulizzatore. L'ampolla è dotata di una chiusura più semplice e veloce per agevolare la connessione e lo sganciamento del nebulizzatore con un solo quarto di giro, velocizzando in questo modo i tempi di rabbocco del medicinale e fornendo al contempo una tenuta sicura e saldamente collegata al corpo del nebulizzatore.

Il nebulizzatore Cirrus2 è ideato per somministrare farmaci in area tracheobronchiale. Con un flusso di gas pari a 8 L/min, il diametro di massa medio (MMD) è 3.1 micron.

▶ Video disponibile su [www.intersurgical.it](http://www.intersurgical.it)

### Cono standard 22F

Compatibile con maschere, boccagli e raccordi a T

### Chiusura con sgancio rapido

Collegamento e scollegamento facile e veloce

### Ampolla del nebulizzatore graduata

Preparazione più rapida

### Volume residuo ridotto

Minore spreco di farmaco

### Raccordo a T autosigillante

Cirrus2 è disponibile anche con un raccordo a T autosigillante che permette di collegare (e scollegare) il nebulizzatore dal ventilatore senza interferire con la ventilazione del paziente o senza attivare inavvertitamente degli allarmi.

▶ Video disponibile su [www.intersurgical.it](http://www.intersurgical.it)





## Kit nebulizzatore Cirrus™2 con la maschera Intersurgical EcoLite™

### Benvenuti nella Comfort Zone

L'esclusivo design e i materiali utilizzati nella produzione della maschera EcoLite offrono un eccezionale comfort per il paziente e un ridotto impatto ambientale.

### Confortevole per il Paziente

Il miglioramento del comfort e della sicurezza del paziente sono stati elementi fondamentali nello sviluppo di questa gamma. Le più recenti tecnologie produttive ci hanno permesso di realizzare un prodotto che combina due materiali non-PVC: il polipropilene costituisce il guscio della maschera EcoLite ed è trasparente, leggero e rigido a sufficienza per mantenere la forma della maschera, mentre il secondo materiale, il TPE, è più morbido e viene utilizzato per la sigillatura, a contatto con il volto del paziente.

### Confortevole per l'ambiente

La maschera EcoLite costituisce una parte importante della nostra gamma Eco, progettata per dimostrare la nostra continua attenzione allo sviluppo sostenibile. L'uso del PVC nei prodotti medici e il suo impatto sull'ambiente sono stati spesso messi in discussione. Nella produzione della maschera EcoLite, il PVC è stato sostituito da materiali alternativi riducendo quindi l'impatto ambientale.

Video disponibile su [www.intersurgical.com](http://www.intersurgical.com)



Scopri  
la gamma  
Eco range

[www.intersurgical.com/info/eco](http://www.intersurgical.com/info/eco)

### Sigillatura al naso incurvata

Si adatta a forme differenti del naso così da evitare che i farmaci nebulizzati fuoriescano negli occhi del paziente

### Nessuna clip metallica

Compatibile con RMN

### Guarnizione morbida

Migliore grado di comfort

### Posizionamento dell'elastico al di sopra o al di sotto delle orecchie

Per ridurre i traumi alle orecchie



### Scelta tra posizionamento "sopra il mento" o "sotto il mento"

Fornisce una tenuta efficace e maggiore adattabilità a una più ampia conformazione di visi





illustrato

**Cirrus™2 nebulizzatore e kit nebulizzatore con maschera**

Codice	Descrizione	Lunghezza tubo	Q.tà/scatola
1402000	Cirrus2 nebulizzatore		75
1453015	Kit nebulizzatore Cirrus2 e maschera EcoLite con tubo, adulto	2.1m	30
1453017	Kit nebulizzatore Cirrus2 e maschera EcoLite con tubo non-PVC, adulto	2.1m	30
1454015	Kit nebulizzatore Cirrus2 e maschera EcoLite con tubo, pediatrico	2.1m	36
1455000	Kit nebulizzatore Cirrus2 con boccaglio e tubo, monouso	2.1m	35
1464000	Kit nebulizzatore Cirrus2 con boccaglio a T universale e tubo	1.8m	40
1464004	Kit nebulizzatore Cirrus2 con boccaglio a T universale, filtro e tubo Sure Loc	1.8m	20
1464021	Kit nebulizzatore Cirrus2 con boccaglio, filtro e tubo	2.1m	20
2605000	Kit nebulizzatore Cirrus2 con raccordo a T per circuito respiratorio da 22mm e tubo	1.8m	40
2606000	Kit nebulizzatore Cirrus2 con raccordo a T per circuito respiratorio da 15mm e tubo	1.8m	35
2608000	Kit nebulizzatore Cirrus2 con raccordo a T per circuito respiratorio da 10mm e tubo	1.8m	45



illustrato

**Raccordo a T autosigillante**

Codice	Descrizione	Q.tà/scatola
2609000	Kit nebulizzatore Cirrus2 con raccordo a T autosigillante, 22mm	35
1814000	Raccordo a T autosigillante 22M-22F, 22M	40

Prodotto a basso impatto ambientale



Intersurgical S.p.A., Via Tonino Morandi 12 - 41037 Mirandola (MO) - Italia  
 T: +39 0535 20836 F: +36 0535 418234 info@intersurgical.it www.intersurgical.it



Il fabbricante Intersurgical Ltd è certificato ISO 9001:2015, ISO 13485:2016 e ISO 14001:2015



Ricicla!

IS10.23\_IT • Issue 13 02.22